

Despliegue y Información para los Sujetos

Llevando el wGT3X-BT

1

El wGT3X-BT normalmente se lleva en el cinturón o en la muñeca no dominante usando uno de nuestros cinturones compatibles o una muñequera. La ubicación adecuada para llevarlo depende de los objetivos específicos del estudio y será resumido en el protocolo del estudio.

Nota: El aparato debe llevarse en la muñeca para obtener información precisa del sensor de tiempo de uso.

Nota: El aparato debe llevarse en la muñeca para obtener información precisa sobre la calificación de dormir

Aparatos usados en la cintura:



1. Quita el clip en localizado un extremo del cinturón elástico.
2. Pasa el cinturón a través de las alas en cada lado del wGT3X-BT para que el cinturón quede plano contra la parte de atrás del aparato.
3. Regrese el clip y ajuste la longitud si hace falta.
4. Se debe indicar al sujeto que se ajuste bien el cinturón alrededor de su cintura y que posicione el wGT3X-BT en línea con el sobaco y la rodilla con el puerto USB mirando hacia arriba.

Aparatos usados en la muñeca:



1. Desde encima del aparato, mete el extremo delgado de la muñequera de tiempo de uso dentro de una ala del wGT3X-BT con el lado del velcro hacia fuera. Tirar hasta que el extremo ancho de la muñequera de tiempo de uso se coge a la ala.
2. Mete el extremo delgado en el ala opuesta para crear un bucle. La correa no debe cubrir la parte de atrás del aparato.
3. Asegurar y ajustar la muñequera doblando el exceso longitud hacia fuera y abrochando al velcro.
4. Se debe indicar al sujeto que se debe llevar el aparato ajustado bien a la muñeca no dominante con el logotipo de Actigraph mirando hacia arriba cuando lo miras como un reloj de pulsera.

Nota: El wGT3X-BT también se puede llevar en el tobillo, muslo, el pecho u otras ubicaciones para aplicaciones de investigación especiales. De todas maneras, Actigraph no ofrece accesorios de uso para estas ubicaciones en este momento.